

NOUVELLE CHAMBRE D'ISOLEMENT PORTATIVE POUR HÔPITAUX D'IBIOM

La CIPH peut être fixée de façon universelle aux civières de transport sur le marché.

Utilisée pour aider à réduire la propagation du virus lorsqu'un patient est transporté vers les unités dédiées.

PRODUIT FABRIQUÉ
AU QUÉBEC
ET DISPONIBLE
RAPIDEMENT



Structure rigide faite d'acier inoxydable, facile à nettoyer

Revêtement fait de vinyle souple résistant aux produits de nettoyage

Tous les joints sont scellés pour aider à la prévention des infections



**COVID-19
AIDER
À RÉDUIRE LA
CONTAMINATION**

- Une fois arrivé à destination, la CIPH est retirée et nettoyée et le patient transféré.
- La CIPH peut être facilement retirée par une ou deux personnes grâce à sa structure rigide et son poids de 17 lb (7,8 kg).
- Il est possible de passer de la tubulure sous le vinyle pour offrir un soluté ou une ventilation au patient.
- Les CIPH peuvent être empilées pour faciliter le rangement.

La CIPH a une hauteur intérieure de 31,75 po (80,6 cm) permettant un dégagement d'environ 26,5 po (67,3 cm) à l'intérieur pour le patient.

La largeur au niveau du matelas est de 26 po (66 cm) convient aux civières ayant un matelas de 26 po (66 cm). Un modèle pour civière de 30 po (76 cm) est aussi disponible.

- Aucune ventilation ou pression négative n'est incluse.
- Ne jamais laisser un patient sans surveillance sous le CIPH.
- Un respirateur peut être requis selon l'état du patient.



670, rue Joseph-Louis-Mathieu
Sherbrooke (Québec) Canada J1R 0X3

info@ibiom.com
1 877 563-5777

www.ibiom.com