

TRIAD

Fauteuil d'hémodialyse, oncologie et chimiothérapie

OPTIONS INCLUSES :

- ✓ Poignées de transport fixes.
- ✓ Repose-pieds ajustables électrique.
- ✓ Roues doubles de 5 po avec frein central.
- ✓ Interrupteur à main 5 fonctions.
- ✓ Appui-bras pivotants et rétractables synchronisés avec le dossier.
- ✓ Trendelenburg électrique 8.8 sec.
- ✓ Matelas moulés sans coutures.
- ✓ Repose-nuque.

OPTIONS DISPONIBLES :

- BAT-TRIAD : Batterie rechargeable.
- EMFS : Interrupteur au pied pour positionner le patient en Trendelenburg d'urgence tout en ayant les main libres.
- SEP-01 : Plaques de fermeture.
- SHELF : Tablette pivotante de 17 po x 13 po pouvant s'installer à droite ou à gauche du patient.
- SHELF-TAB : Tablette de 6 po x 12 po positionnées sur chaque appui-bras.
- Crédit pour enlever le repose-pied électrique.
- MEBT : Mini vélo d'exercice qui peut être installé sur le repose-pieds pour faire de l'exercice pendant le traitement.

SPÉCIFICATIONS

AJUSTEMENTS

- Hauteur : 20 po à 28 po.
- Dossier : 0° à 80°.
- Repose-pied : 6 po.
- Jambes : 0° à -50°.
- Trendelenburg : -10°.

CAPACITÉ MAXIMALE

- 450 lb utilisant des composantes électriques de qualité supérieures munies de la meilleure garantie. 120V - 4.0 AMP - 60 Hz.

DIMENSIONS

- Standard : 24 po x 77 po.
- Appui-bras : 19,25 po H x 7,25 po L.

MATELAS

- Moulés pour plus de confort et durabilité, sans coutures pour faciliter la prévention des infections.

INTERRUPTEUR

- À main 5 fonctions.

ROUES

- Doubles 5 po avec système de frein central.


GARANTIE À VIE

- Vous pouvez faire confiance à notre structure facile à nettoyer et à nos soudures GARANTIES À VIE.



TRIAD

Fauteuil d'hémodialyse, oncologie et chimiothérapie



TRIAD Fauteuil d'hémodialyse, oncologie et chimiothérapie

Réduit le temps de manipulation en améliorant le confort et la sécurité.





Les coussins les plus confortables conçus pour réduire les points de pression, avec un excellent support lombaire, le siège est également conçu pour aider le patient à rester bien en place dans une bonne position pendant le traitement. Ils sont entièrement moulés et sans couture avec de la mousse de viscosité injectée. Résistant au Virox et à l'Oxivir.

IMPÉRATIF lorsque le contrôle des infections est une priorité !

Couleurs standards :

-  DA-315
-  DA-324

Commande spéciale :

-  DA-304
-  DA-306
-  DA-314
-  DA-322

Facilement manœuvrable, la table pivotante est amovible et peut s'installer d'un côté ou de l'autre.



Ensemble de batterie rechargeable disponible.

Ajustable en hauteur de 20 à 28 po.

Le repose-pieds à réglage électrique permet au patient de s'occuper lui-même du soulagement des crampes.

Capacité maximale : 450 lb utilisant des composantes électriques de qualité supérieures munies de la meilleure garantie. 120V - 4.0 AMP - 60 Hz.

Plaques de fermeture sont appréciées par plusieurs patients.

Tablette rétractable fixée à l'appui-bras.

Repose-nuque confortable fait de mousse de viscosité injectée.

La poignée de transport protège également le matelas des chocs.

Interrupteur à main 5 fonctions facile à utiliser.

Les bras peuvent pivoter et se soulever pour un accès facile. Ils sont synchronisés avec le dossier pour plus de confort pour le patient.

Ils peuvent pivoter à l'intérieur pour que les patients plus petits puissent les utiliser confortablement.

Facile à utiliser depuis les 4 extrémités, le système de frein central utilise des roues doubles de 5 po.

5 po d'espace libre pour faciliter l'utilisation d'un levier.

Vous pouvez faire confiance à notre structure facile à nettoyer et à nos soudures **GARANTIES À VIE.**

Positionner le fauteuil en Trendelenburg -10° se fait sans effort, sans risque et ne nécessite que 8.8 sec.

Contrôle au pied d'urgence pour positionner le patient en Trendelenburg tout en gardant les mains libres.



Entièrement conçu et fabriqué au Québec, IBIOM vous offre un accès facile aux pièces de rechange et un service à la clientèle en français et en anglais.

IBIOM

www.ibiom.com